

Link do produktu: <https://tomsan.pl/anlen-czysty-kominek-czysta-szyba-375g-p-6545.html>



AnLen CZYSTY KOMINEK - CZYSTA SZYBA 375g

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena | 65,00 zł |
| Dostępność | Brak na magazynie |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | ANL000002 |
| Producent | Anlen |

Opis produktu

Opis produktu: stabilna chemicznie mieszanina naturalnych minerałów; niepalny, niewybuchowy proszek w kolorze perłowym, pozbawiony smaku i zapachu; nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i organizmów żywych.

Zastosowanie: AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA skutecznie utrzymuje szyby i kominki w czystości. Środek przeznaczony do zastosowania we wszelkiego rodzaju kominkach opalanych drewnem, brykietami czy peletem.

Stosowanie AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA umożliwia:

- Utrzymanie szyby kominkowej w czystości
- Palenie wilgotnym drewnem
- Utrzymanie wnętrza kominka wolnego od sadzy i smoły
- Samooczyszczenie komina z naniesionych produktów spalania;
- Całkowite spalenie drewna, brykietu czy peletu

Oddziaływanie korozyjne na kominek:

- AnLen® nie wywołuje korozji metali – kominek nie rdzewieje.
- AnLen® nie powoduje erozji elementów ceramicznych i zaprawy murarskiej.
- AnLen® nie reaguje z farbami, lakierami i środkami konserwującymi.

Sposób użycia: Oprószyć w miarę równomiernie każdorazowo opał przed podaniem do kominka w sposób przypominający przyprawianie potraw, np. solenie mięsa. W przypadku zabezpieczenia opału przed wpływem wilgoci lub warunkami atmosferycznymi możliwe jest przygotowanie większych porcji paliwa przyprawionego środkiem.

Dawkowanie: Minimalna koncentracja AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA niezbędna dla oczyszczenia szyby kominkowej wynosi od 0,6 g / 1 kg drewna (brykietu, peletu) do 1,25 g / 1 kg drewna (brykietu, peletu) i jest zależna od rodzaju drewna oraz od jego wilgotności. Kieliszek / miarka lekarska (20 ml) to około 15 g. Jednorazowy ładunek drewna do kominka to najczęściej około 5 kg. Odpowiednia ilość środka dla 5kg opału to około 1/3 kieliszka / miarki lekarskiej (20 ml).

Gęstość nasypowa: 1 mililitr [ml] AnLen® CZYSTY KOMINEK CZYSTA SZYBA = 0,78 gram środka.

Instrukcja: [Przejdź na stronę www.czystykominek.pl](http://www.czystykominek.pl)

Identyfikacja zagrożeń: brak zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego potwierdzone przez Laboratorium Środowiskowe HuK – Niemcy, **Certyfikat Nr B145408.**

SZNERSKI GUSS

AnLen[®]
*skutecznie utrzymuje
szyby i kominki w czystości*

**CZYSTY KOMINEK
CZYSTA SZYBA**